

PAGE非变性蛋白上样缓冲液(5×)

产品货号: T15159

产品规格: 5ml

产品简介:

PAGE非变性蛋白上样缓冲液(5×)是一种经过改良的以溴酚蓝为染料的不含变性剂的5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。PAGE非变性蛋白上样缓冲液(5×)常用于PAGE的非变性蛋白样品的上样。

产品组成:

名称	规格	保存条件
PAGE非变性蛋白上样缓冲液(5×)	5ml	-20℃

操作步骤(仅供参考):

1. 在室温或不超过37℃的水浴中溶解PAGE非变性蛋白上样缓冲液(5×)。水浴溶解后立即室温存放, 尽量避免长时间置于水浴中。
2. 按照每4μl蛋白样品加入1μl蛋白上样缓冲液(5×)的比例, 混合蛋白样品和PAGE非变性蛋白上样缓冲液(5×)。
3. 直接上样到SDS-PAGE胶加样孔内即可。
4. 通常电泳至蓝色染料到达PAGE胶的底部附近即可停止。

注意事项:

1. PAGE非变性蛋白上样缓冲液(5×)必须完全溶解后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。亦可4℃短期保存。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com