

Western转移缓冲液(5×,尼龙膜)

产品货号: T15212

产品规格: 500ml

产品简介:

Western转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液,适用于Western Blot 实验中把蛋白质转移到尼龙膜上,以便进行抗体的孵育和下游实验。

乐业生物 Western转移缓冲液主要成分为Tris、甘氨酸等,不含甲醇。不适用于把蛋白质转移到PVDF膜或硝酸纤维素(NC)膜上,该试剂为5×溶液。

产品组成:

名称	规格	保存条件
Western 转移缓冲液(5×,尼龙膜)	500ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 稀释至1×后使用。
2. 大多数蛋白质转移,应置于4℃进行,以防止蛋白降解。

注意事项:

1. 密闭保存,开启后尽快用完。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd
地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号
免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799
Q Q: 807961520 731791866
邮箱: zzlybio@126.com