

## 卡诺氏固定液 (Carnoy Fluid)

产品货号: R21655

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

Carnoy固定液(Carnoy's Fluid)又称卡诺氏固定液,主要由乙醇、乙酸等混合而成。适用于一般动植物组织和细胞的固定,常用于动植物压片及石蜡切片等,有极快的渗透力,固定最多不超24h。其特点是能迅速穿透细胞,将其固定并维持染色体结构的完整性,还能够增强染色体的嗜碱性,达到优良染色效果。推荐用于RNA和DNA染色的组织固定,亦可用于糖原染色的组织固定,能够使糖原呈细微颗粒状。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
卡诺氏固定液 (Carnoy Fluid)	100ml/500ml	室温, 避光

### 操作步骤(仅供参考):

1. 一般小块组织固定30~40min。
2. 稍大块组织2~4h。
3. 如果组织块大,可适当延长固定时间,但不宜超过24h。

### 注意事项:

1. Carnoy固定液对人体有一定的损害,请小心操作。不宜用于固定脂类染色的组织。
2. 组织取材的厚度不同,固定时间也不同。
3. 温度对固定的影响很明显,提高温度可以加速固定作用,但温度不宜过高。
4. 取出新鲜组织后,应及时固定,无法及时固定时,应保存于生理盐水中及时送检。
5. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com