

NETN裂解液

产品货号：T15932

产品规格：100ml

产品简介：

针对不同种类的生物体以及不同的细胞和组织类型，有效的细胞裂解和蛋白质提取需要不同的缓冲液配方。

NETN溶液由20mM Tris-HCl pH8.0，100mM NaCl，1mM EDTA，0.5% NP-40组成，经0.45um滤膜过滤处理，可直接用于细胞裂解。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
NETN裂解液	100ml	2-8℃

操作步骤：

1. 根据实验需求使用。

注意事项：

2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 为取得最佳的使用效果，尽量避免过多的反复冻融。可以适当分装后使用。

有效期：12个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com